

DUS

Urine Chemistry Analyzer



DUS R-300

Fitur Produk

- Mudah digunakan dan efisien untuk pemakaian dengan multi-strip tray
- Pilihan mode pengoperasian (General/One by One/Quick Mode)
- Hasil analisa cepat
- Mudah dibersihkan
- Pemeliharaan mudah
- Program dapat di-update dengan men-download Software
- Tersedia dalam beberapa bahasa
- Dapat terakses ke Laboratory Information System (LIS)
- Sesuai dengan strip DUS (termasuk tes mikroalbumin)



Spesifikasi Teknis

Tipe : Reflectance Photometer	Throughput : 300 tes/jam (Max 800 tes/jam)
Dimensi : 275 (P) x 250 (L) x 170 (T) mm	Interface : RS232c
Berat bersih : 1,3 kg	ID Input : Barcode Scanner atau Keyboard
Daya : 12V DC / 3 A	Memori : 20.000 Tes
Printer : Thermal Printer	Strip yang sesuai : DUS 4 M ~ 11 M



Aksesoris : AC Adaptor, Power Cable, Operation Manual, RS232c Cable, Keyboard

Opsional Aksesoris : External Barcode Scanner

DUS R-720

Fitur Produk

- Semi-Automatic Analyzer yang didesain untuk *multiple test*.
- Ukuran compact dengan hasil pembacaan cepat (maksimum 720 tes per jam)
- Pengukuran dimulai otomatis setelah strip diletakkan
- Program dapat di-update dengan men-download Software
- Tersedia dalam beberapa bahasa
- Dapat terakses ke Laboratory Information System (LIS) dengan protokol PC
- Sesuai dengan strip DUS (termasuk tes mikroalbumin)



Spesifikasi Teknis

Tipe : Reflectance Photometer	Throughput : 720 tes/jam
Dimensi : 320 (P) x 260 (L) x 178 (T) mm	Interface : RS232c
Berat bersih : 2,4 kg	ID Pasien : Via Barcode Scanner
Daya : 12V DC / 3 A	Memori : 20.000 Tes
Printer : Thermal Printer	Strip yang sesuai : DUS 4 M ~ 11 M



Aksesoris : AC Adaptor, Power Cable, Operation Manual, RS232c Cable, Keyboard

Opsional Aksesoris : External Barcode Scanner

DUS

Urine Strip

DUS 10 M

Strip Reagen Urin

Fitur Produk

- Untuk penggunaan In Vitro Diagnostic
- Mudah memperoleh hasil tes dengan membandingkan tabel warna pada wadah kemasan secara visual/manual (setelah 90 ~ 120 detik untuk Leukosit & 60 detik untuk semua parameter tes).
- Perubahan warna stabil dan kualitas terpercaya
- Pembacaan hasil juga bisa menggunakan DUS Analyzer

Info Produk

Nama Produk	Kemasan	Parameter Tes
DUS 10 M	1 box/100 tes	(CP) Leu, Nit, Uro, Pro, pH, Bld, SG, Ket, Bil, Glu



CE

DUS 2 MAC & 12 MAC

Strip Reagen Urin untuk Diagnosis Mikroalbuminuria

Tujuan Penggunaan

Untuk mendiagnosis Mikroalbuminuria, yang merupakan indikasi awal Diabetes Nefropati dan dapat menyebabkan timbulnya penyakit ginjal kronik.

Metode Pengukuran

Pengukuran semikuantitatif jumlah Mikroalbumin-Kreatinin pada urin melalui pengamatan tabel warna secara visual atau menggunakan alat DUS Analyzer.

Info Produk

Nama Produk	Kemasan	Parameter Tes
DUS 2 MAC	1 box/100 tes	(CP), Ma, Cre
DUS 12 MAC	1 box/100 tes	(CP), Leu, Nit, Uro, Pro, pH, Bld, SG, Ket, Bil, Glu, Ma, Cre




CE

Keterangan :

Glu (Glukosa), Pro (Protein), pH (pH), Bld (Darah), Ket (Keton), Nit (Nitrit), Bil (Bilirubin), Uro (Urobilinogen), SG (Berat Jenis), Leu (Leukosit), AsA (asam askorbat), CP (Compensation Pad), Ma (Mikroalbumin), Cre (Kreatinin)

Cara Penggunaan



MEDISINDO BAHANA

Graha Cempaka Mas E15. Jl. Letjend Suprpto No.1 Jakarta Pusat
Telp : (021) 425 0665, Fax : (021) 425 0703
Email : medisindo@medisindo.co.id | www.medisindo.co.id