

Blood Glucose Test Meter Super Sensor - AGM 2200



e catalogue



METER ONLY

Sertifikasi oleh :



KEMENKES RI AKL 20101718046

KEMENKES RI AKL 20101718711

Strip isi 50

Prosedur Tes



Cek Kode Nomor



Masukkan strip
dan sampel darah



Waktu pengukuran
10 detik

Spesifikasi

Rentang Pengukuran	20 ~ 600 mg/dL
Sampel	Darah utuh kapiler dan vena
Volume Sampel	2 μ L (minimum 1,5 μ L)
Waktu Pengukuran	10 detik
Memori	Kapasitas 250 memori