

Hemoglobin Meter & Strip

Alat ukur kadar hemoglobin dalam darah



KEMENKES RI AKL 20205612843



KEMENKES RI AKL 20207612820



Sertifikasi oleh :



Rentang pengukuran 5~25 g/dL




Kapasitas memori hingga 500 penyimpanan



Volume sampel darah hanya 7 µL



Lama pengukuran cepat hanya 5 detik



Apa itu tes hemoglobin ?

Tes hemoglobin merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur jumlah hemoglobin di dalam darah. Hemoglobin adalah protein pada sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke organ dan jaringan tubuh. Selain itu, hemoglobin juga berfungsi mengangkut karbon dioksida dari organ dan jaringan tubuh kembali ke paru-paru.

Kenapa tes hemoglobin diperlukan?

Tes hemoglobin diperlukan untuk :

- **Memeriksa kesehatan pasien secara keseluruhan.**

Dokter akan memeriksa kadar hemoglobin sebagai bagian dari pemeriksaan darah lengkap atau pemeriksaan medis rutin guna memantau kesehatan dan skrining kondisi medis, seperti anemia.

- **Mendiagnosis kondisi medis yang dialami pasien.**

Dokter akan menyarankan tes hemoglobin apabila pasien mengalami gejala seperti lelah, sesak napas, atau pusing. Gejala ini bisa terjadi karena penyakit seperti anemia, polisitemia vera, atau kondisi medis lainnya.

- **Memantau kondisi medis.**

Pasien yang telah didiagnosis dengan anemia atau polisitemia vera akan memerlukan tes hemoglobin untuk memantau kondisi dan memeriksa efektivitas pengobatan.

Manfaat Test Hemoglobin



Distributor :

Diimport & distribusi oleh:
PT MEDISINDO BAHANA
Rukan Graha Cempaka Mas E 15
Jl. Letjend Suprpto No.1, Jakarta Pusat
Telp: (021) 425 0665 | Fax : (021) 425 0703
Email : medisindo@medisindo.co.id | website : www.medisindo.co.id